

MDF-C2156VAN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

PHCbi MDF-C2156VAN (128л, –125°С...–152°С, 1730×765×1010мм)
лабораторный морозильник Panasonic



Страна производитель: Япония

Морозильники Sanyo MDF-C2156VAN обеспечивают стабильно ультранизкий уровень температуры (-152 °С) с минимальной погрешностью, поэтому представленные модели идеально подходят для длительного хранения биологических образцов (бактерий, клеток, спор, пыльцы, спермы), раковых клеток, препаратов костномозговой крови, моноклональных антител, а также вакцин и лекарственных препаратов.

Сверхнизкая температура обеспечивает хранение биологических образцов более 10 лет без изменения их структуры в результате перекристаллизации воды и ее трансформации в аморфное состояние, имеющие стекловидную структуру.

Точность и надежность температурного контроля обеспечивается микропроцессорным регулированием в сочетании с цифровым дисплеем и датчиком температуры.

Оборудование оснащено аварийной сигнализацией, оповещающей о сбое в питании и повышении температуры, и функцией аварийной подачи хладагента и охлаждающего масла, которые разработаны для обеспечения непрерывной работы в условиях ультранизких температур.

Особенности лабораторного морозильника PHCbi MDF-C2156VAN:

- специально разработанный компрессор и система охлаждения каскадного типа
- панель управления с графическим ЖК-дисплеем
- система принудительного аэроохлаждения
- платиновый термометр сопротивления
- сепаратор масла с наибольшей эффективностью обеспечивает стабильную работу
- моющийся фильтр воздуха
- система аварийного поддержания температуры на основе жидкого азота

Комплектация морозильника MDF-C2156VAN PHCbi для лаборатории:

- морозильник
- комплект ключей
- скребок

Дополнительная комплектация:

- резервуар для жидкого азота
- контейнеры для хранения
- самописец
- набор для монтажа самописца
- бумага для самописца
- маркер

У нас можно купить PNCbi MDF-C2156VAN (128л, –125°С...–152°С, 1730×765×1010мм) лабораторный морозильник Panasonic с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Микропроцессорный контроль температуры	Да
Звуковая и световая сигнализация	Да
Внешняя отделка	Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
Внутренняя отделка	Алюминий
Изоляция	V.I.P. панели и вспененный полиуретан
Дверной замок	Да
Объем камеры, литров	231
Температурный диапазон камеры, градусов Цельсия	-125 ~ –152
Мощность компрессора, Ватт	1 700
Ширина × Глубина × Высота камеры, миллиметров	760 × 495 × 615
Ширина × Глубина × Высота, миллиметров	1 730 × 765 × 1 010
Ширина × Глубина × Высота в упаковке, миллиметров	2 100 × 1 040 × 1 160
Вес, килограмм	319
Вес с упаковкой, килограмм	378

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	