

# MPR-161D(H)

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

PHCbI MPR-161D(H) (158л, +2°C...+14°C, 880×550×1190мм) лабораторный холодильник Panasonic



Холодильник медицинский фармацевтический Sanyo/Panasonic -  
MPR-161D(H), +2...+14, 158 л

Страна производитель: Япония

**Холодильник Sanyo MPR-161D(H) для хранения лабораторных препаратов, проб, вакцин и иных чувствительных к температуре биообразцов имеет следующие особенности:**

- стабильная работа, современная система позволяет устанавливать необходимую температуру независимо от температуры окружающей среды
- циклическая система оттаивания с применением нагревателя для размораживания льда (позволяет осуществлять функцию без повышения температуры до уровня комнатной и без прекращения работы)
- эргономичный дизайн обеспечивает удобную работу, а также экономит место в помещении

**Комплектация холодильника MPR-161D(H) PHCbI для лаборатории:**

- холодильник для хранения проб
- решетчатые полки из металла с полиэтиленовым покрытием — 2 штуки с нагрузкой до 50 килограмм на одну полку

**Аксессуары и дополнительное оборудование:**

- температурный регистратор (-6°C до +20 °C)
- комплект для установки регистратора
- круговой бумажный регистратор температуры (-10 °C до +40 °C)
- бумага для регистратора температуры
- маркер

- прибор, оповещающее о неисправности

У нас можно купить RHCbi MPR-161D(H) (158л, +2°C...+14°C, 880×550×1190мм) лабораторный холодильник Panasonic с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Микропроцессорный контроль температуры	Да
Принудительная циркуляция воздуха	Да
Система циклического размораживания	Да
Звуковая и световая сигнализация	Да
Внешняя отделка	Оцинкованная сталь с акриловым покрытием
Внутренняя отделка	Нержавеющая сталь
Дверной замок	Да
Объем холодильной камеры, литров	158
Температурный диапазон, градусов Цельсия	+2...+14
Освещение	Флуоресцентная лампа 20 Ватт
Мощность компрессора, Ватт	90
Ширина × Глубина × Высота камеры, миллиметров	720 × 300 × 725
Ширина × Глубина × Высота, миллиметров	800 × 450 × 1 090
Ширина × Глубина × Высота в упаковке, миллиметров	880 × 550 × 1 190
Вес, килограмм	59
Вес с упаковкой, килограмм	68

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	