

MPR-721

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

PHCbI MPR-721 (684л, +2°C...+14°C, 770×830×1955мм) лабораторный холодильник Panasonic



Холодильник лабораторный Sanyo/Panasonic -
MPR-721, от +2 до +14, 684 л

Страна производитель: Япония

Холодильник прекрасно подходит для использования в клинических, а также промышленных целях, подходит для использования в тестах, которые требуют стабильную, холодную температуру или общее холодное хранение.

Особенности лабораторного холодильника PHCbI MPR-721:

- стабильная температура
- широкий диапазон рабочих температур
- функция циклического размораживания
- самозакрывающаяся дверь с двойным стеклом
- тихая работа
- эргономичный дизайн
- регулируемые полки

Комплектация холодильника MPR-721 PHCbI для лаборатории:

- холодильник
- решетчатые полки из металла с покрытием из полиэтилена — 4 штуки с нагрузкой до 50 килограмм на одну полку

Аксессуары и дополнительное оборудование:

- регистратор температуры (-6°C до +20 °C)
- набор для монтажа регистратора

- круговой бумажный температурный регистратор (-10 °С до +40 °С)
- бумага для регистратора
- маркер
- сигнализация сбоя питания

У нас можно купить PNCbi MPR-721 (684л, +2°С...+14°С, 770×830×1955мм) лабораторный холодильник Panasonic с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Микропроцессорный контроль температуры	Да
Принудительная циркуляция воздуха	Да
Система циклического размораживания	Да
Звуковая и световая сигнализация	Да
Внешняя отделка	Оцинкованная сталь с акриловым покрытием
Внутренняя отделка	Нержавеющая сталь
Дверной замок	Да
Объем холодильной камеры, литров	684
Температурный диапазон, градусов Цельсия	+2...+14
Освещение	Флуоресцентная лампа 20 Ватт
Мощность компрессора, Ватт	350
Порты доступа	3×30 миллиметра (2 по бокам, 1 на верхней панели)
Ширина × Глубина × Высота камеры, миллиметров	650 × 710 × 1 500
Ширина × Глубина × Высота, миллиметров	770 × 830 × 1 955
Ширина × Глубина × Высота в упаковке, миллиметров	1 110 × 890 × 2 020
Вес, килограмм	174
Вес с упаковкой, килограмм	210

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	